

niepötter

Cytofix N

Produkte und Preise 2017

Bestellinformationen

Art. Nr.	Produkt		Preis / Stück
867 100.0100	100 ml Pumpspray	1 St.	7,57 €
		ab 25 St.	4,97 €
		ab 50 St.	4,57 €
		ab 100 St.	4,37 €
867 100.0200	200 ml Pumpspray	1 St.	10,73 €
		ab 20 St.	7,03 €
		ab 40 St.	6,38 €
		ab 100 St.	6,08 €
867 100.0500	500 ml Flasche	1 St.	25,25 €
		ab 10 St.	19,15 €
		ab 25 St.	27,08 €
		ab 50 St.	15,75 €
867 100.1000	1000 ml Flasche	1 St.	42,57 €
		ab 10 St.	38,17 €
		ab 25 St.	30,97 €
		ab 50 St.	27,97 €
867 100.2500	2500 ml Kanister	1 St.	89,77 €
		ab 10 St.	67,77 €
		ab 25 St.	61,77 €
		ab 50 St.	57,67 €

Liefer- und Zahlungsbedingungen

Fachhandel Preise	Code A Alle Preise in Euro zuzüglich gesetzlicher MwSt. Gültig ab 01.03.2017
Zahlung	10 Tage 2 % Skonto oder 30 Tage netto.
Lieferung	Unter 100,00 Euro Netto Warenwert berechnen wir eine Versandpauschale von 10,00 Euro.

Cytofix N ist ein Aerosol Pumpspray zur schnellen und einfachen Fixierung biologischer oder medizinischer Präparate.

Die Fixierung mit Cytofix N überdeckt die Probe mit einem dünnen und transparenten Polymerfilm zum Schutz von äußeren Einflüssen bei Transport und Lagerung.

Typische Anwendungen von Cytofix N

Cytofix N eignet sich zur Fixierung von Gewebe, Biopsien, Liquor, Punktate, Sputum, BAL und einer Vielzahl anderer Proben

Gynäkologische Abstriche
Lumbalpunktionen
Feinnadelaspirationsbiopsien aus inneren Organ oder Tumoren
Urinsedimente
Sputumabstriche
Bronchoalveoläre Lavage

Cytofix N Vorteile

Keine Verschleppung fremder Zellen, wie bei der Alkoholfixierung in Küvetten möglich, da jeder Abstrich / Objektträger individuell fixiert wird.

Durchgängige Fixierung des gesamten Materials.

Schutz der Probe vor mechanischer Beschädigung bei Transport und Lagerung.

Einfache Applikation.

Anwendung

Abstriche anfertigen und sofort (noch feucht) aus einem Abstand von etwa 15 cm mit wenigen Pumpstößen gleichmäßig mit Cytofix N besprühen. Danach ca. 10 Minuten trocknen lassen. Der Abstrich ist dann versandfertig.

Wir sind für Sie da:

Niepötter Labortechnik
Christel Niepötter
Dieburger Straße 10
68642 Bürstadt

☎ 06206/75558
☎ 06206 75428
@ post@niepoetter.de
🌐 www.niepoetter.de